

KERN 347-076

KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 100 g, Peso del gancio, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	22×22×54 mm
Peso netto	0,1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	347-090-400
------------------------------------	-------------

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	347

Sistema di misura

Peso di calibrazione - volume (cm ³)	11,9048
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,2409
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7950
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	140
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	2600
Peso di calibrazione - valore nominale	100 g
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	M1
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	5 mg

Design

Struttura peso	Peso del gancio
Dimensioni (Ø×A)	22×54 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-637
---	---------