

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 347-076-N00

Peso singolo (Newton), 1 N, Peso del gancio, acciaio inossidabile tornito fine

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
315-242	Pinzette 315-242 (poliammide 100 mm)
347-090-400	Astuccio per peso in plastica 347-090-400 (per valori nominali 500 g per classi F1 - M3 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-350	Marcatura mediante incisione laser (marcatura individuale) KERN 920-350
920-351	Marcatura dei pesi di prova (ultime cifre del numero di serie) KERN 920-351
962-637N	Certificato di calibrazione DAkkS 962-637N
962-637RN	Ricalibrazione DAkkS 962-637RN

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di sei giorni



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi