

Productbrochure

08.08.2026

KERN 347-076-N00

Afzonderlijk gewicht (Newton), 1 N, Haakgewicht, edelstaal fijn gedraaid

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
315-242	Pincet 315-242 (polyamide 100 mm)
347-090-400	Plastic gewichtsetui 347-090-400 (voor nominale waarden 500 g voor klassen F1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

NEDERLANDS

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
962-637N	DAkkS Kalibratiecertificaat 962-637N
962-637RN	DAkkS-rekalibratie 962-637RN

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt zes dagen



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen