

# KERN 347-077

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 100 g, Sleufgewicht (Type B), roestvrij staal fijn gedraaid



Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	347

## Meetsysteem

Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	11,9048
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,2409
Testgewicht - dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	8000
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	100
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2600
Testgewicht - nominale waarde	100 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	5 mg

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Sleufgewicht (Type B)
Afmetingen (Ø×H)	60×8,1 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-637
-------------------------------------	---------

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	60×60×8,1 mm