

Brochure produit

08.08.2026

KERN 347-085-N00

Poids individuel (Newton), 2 N, Poids à fente (Type A), inox finement tourné

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Compatible avec toutes les poids à fente/tige de support de type A

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
315-242	Pincettes 315-242 (polyamide 100 mm)
347-075-100-N00	Tige de support (Newton) 347-075-100-N00, Valeur nominale 1 N, inox finement tourné
347-090-400	Étui de poids en plastique 347-090-400 (pour les valeurs nominales 500 g pour les classes F1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)
347-095-100-N00	Tige de support (Newton) 347-095-100-N00, Valeur nominale 5 N, inox finement tourné
347-115-100-N00	Tige de support (Newton) 347-115-100-N00, Valeur nominale 10 N, inox finement tourné

SERVICES

Modèle	Description
920-350	Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350
920-351	Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351
962-638N	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-638N
962-638RN	Réétalonnage DAkkS 962-638RN

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est de six jours



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables