

Productbrochure

08.08.2026

# KERN 347-085-N00

Afzonderlijk gewicht (Newton), 2 N, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid

NEDERLANDS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Compatibel met alle sleufgewichten/steunstangen van het type A

## PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



## ACCESSOIRES

| Model           | Beschrijving                                                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 315-242         | Pincet 315-242 (polyamide   100 mm)                                                                                            |
| 347-075-100-N00 | Steunstang (Newton) 347-075-100-N00, Nominale waarde 1 N, edelstaal fijn gedraaid                                              |
| 347-090-400     | Plastic gewichtsetui 347-090-400 (voor nominale waarden 500 g   voor klassen F1 - M3   voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig) |
| 347-095-100-N00 | Steunstang (Newton) 347-095-100-N00, Nominale waarde 5 N, edelstaal fijn gedraaid                                              |
| 347-115-100-N00 | Steunstang (Newton) 347-115-100-N00, Nominale waarde 10 N, edelstaal fijn gedraaid                                             |

## DIENSTEN

| Model     | Beschrijving                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 920-350   | Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350               |
| 920-351   | Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351 |
| 962-638N  | DAkKS Kalibratiecertificaat 962-638N                                           |
| 962-638RN | DAkKS-rekalibratie 962-638RN                                                   |

## KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt zes dagen



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen