

KERN 347-085-N00

KERN

Einzelgewicht (Newton), 2 N, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht



Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Newton-Gewicht
Produktfamilie	347-N

Bauform

Bauform Gewicht	Schlitzgewicht (Typ A)
Material	Edelstahl feingedreht
Abmessungen (Ø×H)	38×27 mm
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung	962-638N
--------------------------------------	----------

Verpackung & Versand

Versandart	Paketdienst
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	38×38×27 mm
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,2 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761277250
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239090
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration