

# KERN 347-086

# KERN

Poids individuel, Classe OIML M1, 200 g, Poids à crochet, inox finement tourné



## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	28×28×61 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,20 kg
Poids d'expédition	0,2 kg

## Étuis optionnels

Étui - plastique Référence	347-090-400
----------------------------	-------------

## Pictogrammes

## STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	347

## Système de mesure

Poids de contrôle - volume (cm <sup>3</sup> )	23,8095
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm <sup>3</sup> )	0,4819
Poids de contrôle - Densité (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m <sup>3</sup> )	140
Poids de contrôle - Densité [Min] (OIML)	2600
Poids de contrôle - valeur nominale	200 g
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	M1
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	10 mg

## Forme de construction

Forme poids	Poids à crochet
Dimensions (Ø×H)	28×61 mm
Matériau	inox finement tourné

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-638
--	---------