

KERN 347-086-N00

KERN

Poids individuel (Newton), 2 N, Poids à crochet, inox finement tourné



Pictogrammes

STANDARD



OPTION



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	Poids de Newton
Famille de produits	347-N

Forme de construction

Forme poids	Poids à crochet
Matériau	inox finement tourné
Dimensions (Ø×H)	28×61 mm
Type d'ajustage	Chambre d'ajustage - vissé

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-638N
--	----------

Emballage & expédition

Mode de livraison	Service de colis
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	28×28×61 mm
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,20 kg
Poids d'expédition	0,2 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761474994
Numéro de marchandise	84239090
Classification REACH	pas de substances interdites