


KERN 347-087

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 200 g, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino



Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envio	0,2 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761366718
Número de mercadoria	84239090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm ³)	23,8095
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	100
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,4819
Peso de teste OIML classe	M1
Peso de teste - valor nominal	200 g
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	10 mg
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	8000
OIML-conforme	✓
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600

Desenho

Forma de construção peso	Peso da ranhura (Tipo B)
Dimensões (Ø×A)	60×14,1 mm
Material	aço inox virado fino
Tipo de ajuste	Câmara de ajuste - Selo

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-638
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	60×60×14,1 mm