


Brochure produit

08.08.2026

KERN 347-087-N00

Poids individuel (Newton), 2 N, Poids à fente (Type B), inox finement tourné

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Compatible avec toutes les poids à fente/tige de support de type B

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
315-242	Pincettes 315-242 (polyamide 100 mm)
347-117-100-N00	Tige de support (Newton) 347-117-100-N00, Valeur nominale 10 N, inox finement tourné
347-137-100-N00	Tige de support (Newton) 347-137-100-N00, Valeur nominale 50 N, inox finement tourné
347-147-100-N00	Tige de support (Newton) 347-147-100-N00, Valeur nominale 100 N, inox finement tourné

SERVICES

Modèle	Description
920-350	Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350
920-351	Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351
962-638N	Certificat d'étalonnage DAkKS 962-638N
962-638RN	Réétalonnage DAkKS 962-638RN

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est de six jours



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables