


Productbrochure

08.08.2026

KERN 347-087-N00

Afzonderlijk gewicht (Newton), 2 N, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Compatibel met alle sleufgewichten/steunstangen van het type B

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
315-242	Pincet 315-242 (polyamide 100 mm)
347-117-100-N00	Steunstang (Newton) 347-117-100-N00, Nominale waarde 10 N, edelstaal fijn gedraaid
347-137-100-N00	Steunstang (Newton) 347-137-100-N00, Nominale waarde 50 N, edelstaal fijn gedraaid
347-147-100-N00	Steunstang (Newton) 347-147-100-N00, Nominale waarde 100 N, edelstaal fijn gedraaid

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
962-638N	DAkS Kalibratiecertificaat 962-638N
962-638RN	DAkS-rekalibratie 962-638RN

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt zes dagen



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen