


# KERN 347-087-N00

**KERN**

Pesas individuales (Newton), 2 N, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	Peso Newton
Familia de productos	347-N

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal (N)	2 N
-------------------------------------	-----

## Diseño

Forma constructiva pesa	El peso de la ranura (Tipo B)
Material	acero inoxidable finamente torneado
Dimensiones (Ø×A)	60×14,1 mm

## Embalaje y envío

Método de envío	Servicio de paquetes
Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	60×60×14,1 mm
Peso neto aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envío	0,2 kg

## Pictogramas

STANDARD

