

# KERN 347-095-100

Trägerstange, OIML-Klasse M1, 500 g, Edelstahl feingedreht



Abmessungen Verpackung (B×T×H) 40×40×663 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,50 kg

Bruttogewicht ca. 0,50 kg

Versandgewicht 0,5 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 347-515-400

## Piktogramme

## STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Trägerstange
Produktfamilie	347

## Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	59,5238
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	1,2046
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	8000
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	100
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600
Prüfgewicht - Nennwert	500 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	25 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Trägerstange (Typ A)
Abmessungen (Ø×H)	40×663 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Maximales Gesamtgewicht	20 kg
Größtes Einzelgewicht	10 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-639
--------------------------------------	---------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----