

KERN 347-095-100

KERN

Vara de apoio, Classe OIML M1, 500 g, aço inox virado fino



Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	40×40×663 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envio	0,5 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo 347-515-400

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	Vara de apoio
Família de produto	347

Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm ³)	59,5238
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	1,2046
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	8000
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	100
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600
Peso de teste - valor nominal	500 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	25 mg

Desenho

Forma de construção peso	Vara de apoio (Tipo A)
Dimensões (Ø×A)	40×663 mm
Material	aço inox virado fino
Peso total máximo	20 kg
Peso individual máximo	10 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkks	962-639
--	---------