

KERN 347-095

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M1, 500 g, Peso de ranura (Tipo A), acero inoxidable finamente torneado (OIML)



Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envío	0,5 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-639
---	---------

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	347

Sistema de medición

OIML-conforme	✓
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	25 mg
Peso de control OIML clase	M1
Peso de control - valor nominal	500 g
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m ³)	100
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	2600
Peso de control - Densidad (kg/m ³)	8000
Peso de control - volumen (cm ³)	59,5238
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	1,2046

Diseño

Forma constructiva pesa	Peso de ranura (Tipo A)
Dimensiones (Ø×A)	48×40 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	48×48×40 mm
Peso neto	0,5 kg