

KERN 347-096-N00

KERN

Einzelgewicht (Newton), 5 N, Hakengewicht, Edelstahl feingedreht



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Newton-Gewicht
Produktfamilie	347-N

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert (N)	5 N
----------------------------	-----

Bauform

Bauform Gewicht	Hakengewicht
Material	Edelstahl feingedreht
Abmessungen (Ø×H)	38×93 mm

Verpackung & Versand

Versandart	Paketdienst
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	38×38×93 mm
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg

Piktogramme

STANDARD

