

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 347-097

Peso singolo, classe OIML M1, 500 g, Peso della scanalatura (Tipo B), acciaio inossidabile tornito fine

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE

- Compatibile con tutti i pesi della scanalatura/aste di supporto del tipo B

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
317-280	Guanti 317-280 (cotone, 1 paio)
347-117-100	Asta di supporto 347-117-100, classe OIML M1, valore nominale 1 kg, acciaio inossidabile tornito fine
347-137-100	Asta di supporto 347-137-100, classe OIML M1, valore nominale 5 kg, acciaio inossidabile tornito fine
347-147-100	Asta di supporto 347-147-100, classe OIML M1, valore nominale 10 kg, acciaio inossidabile tornito fine

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-350	Marcatura mediante incisione laser (marcatura individuale) KERN 920-350
920-351	Marcatura dei pesi di prova (ultime cifre del numero di serie) KERN 920-351
962-639	Certificato di calibrazione DAkkS 962-639
962-639R	Ricalibrazione DAkkS 962-639R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi