

Productbrochure

08.08.2026

KERN 347-097

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 500 g, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Compatibel met alle sleufgewichten/steunstangen van het type B

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
317-280	Handschoenen 317-280 (katoen, 1 paar)
347-117-100	Steunstang 347-117-100, OIML-klasse M1, Nominale waarde 1 kg, edelstaal fijn gedraaid
347-137-100	Steunstang 347-137-100, OIML-klasse M1, Nominale waarde 5 kg, edelstaal fijn gedraaid
347-147-100	Steunstang 347-147-100, OIML-klasse M1, Nominale waarde 10 kg, edelstaal fijn gedraaid

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
962-639	DAkS Kalibratiecertificaat 962-639
962-639R	DAkS-rekalibratie 962-639R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen