

# KERN 347-097

**KERN**

Peso individual, Classe OIML M1, 500 g, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino



Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envio	0,5 kg

## Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761366732
Número de mercadoria	84239090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

## Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	59,5238
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m <sup>3</sup> )	100
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	1,2046
Peso de teste OIML classe	M1
Peso de teste - valor nominal	500 g
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	25 mg
Peso de teste - densidade (kg/m <sup>3</sup> )	8000
OIML-conforme	✓
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600

## Desenho

Forma de construção peso	Peso da ranhura (Tipo B)
Dimensões (Ø×A)	60×31,9 mm
Material	aço inox virado fino
Tipo de ajuste	Câmara de ajuste - Selo

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkks	962-639
--	---------

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	60×60×32 mm