

Brochure produit

08.08.2026

# KERN 347-097-N00

Poids individuel (Newton), 5 N, Poids à fente (Type B), inox finement tourné

FRANÇAIS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Compatible avec toutes les poids à fente/tige de support de type B

## PICTOGRAMMES

De série

Option



## ACCESSOIRES

| Modèle          | Description                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 317-280         | Gants 317-280 (coton, 1 paire)                                                        |
| 347-117-100-N00 | Tige de support (Newton) 347-117-100-N00, Valeur nominale 10 N, inox finement tourné  |
| 347-137-100-N00 | Tige de support (Newton) 347-137-100-N00, Valeur nominale 50 N, inox finement tourné  |
| 347-147-100-N00 | Tige de support (Newton) 347-147-100-N00, Valeur nominale 100 N, inox finement tourné |

## SERVICES

| Modèle    | Description                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 920-350   | Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350                   |
| 920-351   | Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351 |
| 962-639N  | Certificat d'étalonnage DAkkS 962-639N                                             |
| 962-639RN | Réétalonnage DAkkS 962-639RN                                                       |

## Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est de six jours



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables