


KERN 347-097-N00

KERN

Pesas individuales (Newton), 5 N, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	Peso Newton
Familia de productos	347-N

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal (N)	5 N
-------------------------------------	-----

Diseño

Forma constructiva pesa	El peso de la ranura (Tipo B)
Material	acero inoxidable finamente torneado
Dimensiones (Ø×A)	60×31,9 mm

Embalaje y envío

Método de envío	Servicio de paquetes
Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	60×60×32 mm
Peso neto aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envío	0,5 kg

Pictogramas

STANDARD

