


KERN 347-097-N00

KERN

Peso singolo (Newton), 5 N, Peso della scanalatura (Tipo B), acciaio inossidabile tornito fine



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	Peso Newton
Famiglia di prodotti	347-N

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale (N)	5 N
--	-----

Design

Struttura peso	Peso della scanalatura (Tipo B)
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine
Dimensioni (Ø×A)	60×31,9 mm

Imballaggio e spedizione

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	60×60×32 mm
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	0,50 kg
Peso di spedizione	0,5 kg

Pittogrammi

STANDARD

