

Productbrochure

08.08.2026

KERN 347-1 15-100

Steunstang, OIML-klasse M1, 1 kg, edelstaal fijn gedraaid

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

KENMERKEN

- voor het bevestigen van gegroefde gewichten
- De draagstang is aan de haakzijde verjongd zodat sleufgewichten makkelijk kunnen worden in- en uitgehangen. Tijdens gebruik zitten de gewichten veilig op hun plek en kunnen ze er niet onbedoeld uitvallen.
- Eigen gewicht steunstang 1 kg
- Maximale belasting 40 kg (is exclusief het eigen gewicht van de steunstang, d.w.z. het maximaal mogelijke totaalgewicht wordt berekend uit "Maximale belasting" + "Eigen gewicht steunstang")
- Grootste sleufgewicht 10 kg

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Compatibel met alle sleufgewichten/steunstangen van het type A

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
347-015	Testgewicht 347-015 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 1 g, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid)
347-025	Testgewicht 347-025 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 2 g, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid)
347-035	Testgewicht 347-035 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 5 g, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid)
347-045	Testgewicht 347-045 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 10 g, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid)
347-055	Testgewicht 347-055 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 20 g, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid)
347-065	Testgewicht 347-065 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 50 g, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid)
347-075	Testgewicht 347-075 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 100 g, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid)
347-085	Testgewicht 347-085 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 200 g, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid)

Model	Beschrijving
347-095	Testgewicht 347-095 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 500 g, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid)
347-115	Testgewicht 347-115 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 1 kg, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid)
347-125	Testgewicht 347-125 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 2 kg, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid)
347-135	Testgewicht 347-135 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 5 kg, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid)
347-145	Testgewicht 347-145 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 10 kg, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid)
347-515-400	Plastic gewichtsetui 347-515-400 (voor nominale waarden 500 g - 1 kg voor klassen M1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
962-641	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-641
962-641R	DAkKS-rekalibratie 962-641R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen