

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 347-1 15-100

Vara de apoio, Classe OIML M1, 1 kg, aço inox virado fino

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

CARACTERÍSTICAS

- para fixar pesos com ranhuras
- A barra de suporte é cônica na área do gancho para que os pesos de ranhura possam ser engatados e desengatados sem esforço. Durante a utilização, os pesos permanecem firmemente no lugar e estão protegidos contra quedas acidentais.
- Peso próprio da vara de apoio 1 kg
- Carga máxima 40 kg (é exclusivo do peso próprio da vara de apoio, ou seja, o peso total máximo possível é calculado a partir de "carga máxima" + "peso próprio da vara de apoio")
- Maior peso da ranhura 10 kg

POR FAVOR, OBSERVE PARA O SEU PEDIDO

- Compatível com todos os pesos da ranhura/varas de apoio do tipo A

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
347-015	Peso de teste 347-015 (Classe OIML M1, Valor nominal 1 g, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino)
347-025	Peso de teste 347-025 (Classe OIML M1, Valor nominal 2 g, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino)
347-035	Peso de teste 347-035 (Classe OIML M1, Valor nominal 5 g, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino)
347-045	Peso de teste 347-045 (Classe OIML M1, Valor nominal 10 g, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino)
347-055	Peso de teste 347-055 (Classe OIML M1, Valor nominal 20 g, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino)
347-065	Peso de teste 347-065 (Classe OIML M1, Valor nominal 50 g, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino)
347-075	Peso de teste 347-075 (Classe OIML M1, Valor nominal 100 g, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino)
347-085	Peso de teste 347-085 (Classe OIML M1, Valor nominal 200 g, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino)

Modelo	Descrição
347-095	Peso de teste 347-095 (Classe OIML M1, Valor nominal 500 g, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino)
347-115	Peso de teste 347-115 (Classe OIML M1, Valor nominal 1 kg, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino)
347-125	Peso de teste 347-125 (Classe OIML M1, Valor nominal 2 kg, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino)
347-135	Peso de teste 347-135 (Classe OIML M1, Valor nominal 5 kg, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino)
347-145	Peso de teste 347-145 (Classe OIML M1, Valor nominal 10 kg, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino)
347-515-400	Caixa plástica de peso 347-515-400 (para valores nominais 500 g - 1 kg para classes M1 - M3 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-350	Marcação por gravura a laser (marcação individual) KERN 920-350
920-351	Marcação dos pesos de ensaio (último dígito do número de série) KERN 920-351
962-641	Certificado de calibração DAkkS 962-641
962-641R	Recalibração DAkkS 962-641R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis