

KERN 347-115-100

KERN

Vara de apoio, Classe OIML M1, 1 kg, aço inox virado fino



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	Vara de apoio
Família de produto	347

Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm ³)	119,0476
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	100
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	2,4093
Peso de teste OIML classe	M1
Peso de teste - valor nominal	1 kg
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	50 mg
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	8000
OIML-conforme	✓
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600

Desenho

Forma de construção peso	Vara de apoio (Tipo A)
Dimensões (Ø×A)	60×991 mm
Material	aço inox virado fino
Peso total máximo	40 kg
Peso individual máximo	10 kg
Tipo de ajuste	Câmara de ajuste - aparafusado

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-641
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	60×60×991 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,00 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg
Peso de envio	1 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	347-515-400
------------------------------------	-------------

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761256378
Número de mercadoria	84239090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION

