

Brochure produit

08.08.2026

KERN 347-1 15-100-N00

Tige de support (Newton), 10 N, inox finement tourné

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

CARACTÉRISTIQUES

- pour y accrocher les poids à fente
- La barre de support est rétrécie au niveau du crochet, ce qui permet d'accrocher et de décrocher sans peine les poids à fente. Pendant l'utilisation, les poids restent bien en place et sont protégés contre toute chute accidentelle.

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Compatible avec toutes les poids à fente/tige de support de type A

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
347-015-N00	Poids de Newton 347-015-N00, Valeur nominale 1 cN, Poids à fente (Type A), inox finement tourné
347-025-N00	Poids de Newton 347-025-N00, Valeur nominale 2 cN, Poids à fente (Type A), inox finement tourné
347-035-N00	Poids de Newton 347-035-N00, Valeur nominale 5 cN, Poids à fente (Type A), inox finement tourné
347-045-N00	Poids de Newton 347-045-N00, Valeur nominale 10 cN, Poids à fente (Type A), inox finement tourné
347-055-N00	Poids de Newton 347-055-N00, Valeur nominale 20 cN, Poids à fente (Type A), inox finement tourné
347-065-N00	Poids de Newton 347-065-N00, Valeur nominale 50 cN, Poids à fente (Type A), inox finement tourné
347-075-N00	Poids de Newton 347-075-N00, Valeur nominale 1 N, Poids à fente (Type A), inox finement tourné
347-085-N00	Poids de Newton 347-085-N00, Valeur nominale 2 N, Poids à fente (Type A), inox finement tourné
347-095-N00	Poids de Newton 347-095-N00, Valeur nominale 5 N, Poids à fente (Type A), inox finement tourné
347-115-N00	Poids de Newton 347-115-N00, Valeur nominale 10 N, Poids à fente (Type A), inox finement tourné
347-125-N00	Poids de Newton 347-125-N00, Valeur nominale 20 N, Poids à fente (Type A), inox finement tourné
347-135-N00	Poids de Newton 347-135-N00, Valeur nominale 50 N, Poids à fente (Type A), inox finement tourné
347-145-N00	Poids de Newton 347-145-N00, Valeur nominale 100 N, Poids à fente (Type A), inox finement tourné
347-515-400	Étui de poids en plastique 347-515-400 (pour les valeurs nominales 500 g - 1 kg pour les classes M1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-350	Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350
920-351	Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351
962-641N	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-641N
962-641RN	Réétalonnage DAkkS 962-641RN

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est de six jours



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables