

Productbrochure

08.08.2026

KERN 347-1 15-100-N00

Steunstang (Newton), 10 N, edelstaal fijn gedraaid

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

KENMERKEN

- voor het bevestigen van gegroefde gewichten
- De draagstang is aan de haakzijde verjongd zodat sleufgewichten makkelijk kunnen worden in- en uitgehangen. Tijdens gebruik zitten de gewichten veilig op hun plek en kunnen ze er niet onbedoeld uitvallen.

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Compatibel met alle sleufgewichten/steunstangen van het type A

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
347-015-N00	Newton-gewicht 347-015-N00, Nominale waarde 1 cN, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid
347-025-N00	Newton-gewicht 347-025-N00, Nominale waarde 2 cN, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid
347-035-N00	Newton-gewicht 347-035-N00, Nominale waarde 5 cN, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid
347-045-N00	Newton-gewicht 347-045-N00, Nominale waarde 10 cN, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid
347-055-N00	Newton-gewicht 347-055-N00, Nominale waarde 20 cN, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid
347-065-N00	Newton-gewicht 347-065-N00, Nominale waarde 50 cN, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid
347-075-N00	Newton-gewicht 347-075-N00, Nominale waarde 1 N, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid
347-085-N00	Newton-gewicht 347-085-N00, Nominale waarde 2 N, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid
347-095-N00	Newton-gewicht 347-095-N00, Nominale waarde 5 N, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid
347-115-N00	Newton-gewicht 347-115-N00, Nominale waarde 10 N, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid
347-125-N00	Newton-gewicht 347-125-N00, Nominale waarde 20 N, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid
347-135-N00	Newton-gewicht 347-135-N00, Nominale waarde 50 N, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid
347-145-N00	Newton-gewicht 347-145-N00, Nominale waarde 100 N, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid
347-515-400	Plastic gewichtsetui 347-515-400 (voor nominale waarden 500 g - 1 kg voor klassen M1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
962-641N	DAkKS Kalibratiecertificat 962-641N
962-641RN	DAkKS-rekalibratie 962-641RN

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt zes dagen



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen