

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 347-115

Peso singolo, classe OIML M1, 1 kg, Peso della scanalatura (Tipo A), acciaio inossidabile tornito fine

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE

- Compatibile con tutti i pesi della scanalatura/aste di supporto del tipo A

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
317-280	Guanti 317-280 (cotone, 1 paio)
347-075-100	Asta di supporto 347-075-100, classe OIML M1, valore nominale 100 g, acciaio inossidabile tornito fine
347-095-100	Asta di supporto 347-095-100, classe OIML M1, valore nominale 500 g, acciaio inossidabile tornito fine
347-115-100	Asta di supporto 347-115-100, classe OIML M1, valore nominale 1 kg, acciaio inossidabile tornito fine
347-130-400	Astuccio per peso in plastica 347-130-400 (per valori nominali 5 kg per classi F1 - M3 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-350	Marcatura mediante incisione laser (marcatura individuale) KERN 920-350
920-351	Marcatura dei pesi di prova (ultime cifre del numero di serie) KERN 920-351
962-641	Certificato di calibrazione DAkkS 962-641
962-641R	Ricalibrazione DAkkS 962-641R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi