

KERN 347-115

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 1 kg, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht



Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Bruttogewicht ca.	1,00 kg
Versandgewicht	1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-130-400
---------------------------------	-------------

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	119,0476
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	2,4093
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	8000
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	100
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600
Prüfgewicht - Nennwert	1 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	50 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Schlitzgewicht (Typ A)
Abmessungen (Ø×H)	80×28 mm
Material	Edelstahl feingedreht

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-641
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×80×28 mm