

Brochure del prodotto

08.08.2026

# KERN 347-117

Peso singolo, classe OIML M1, 1 kg, Peso della scanalatura (Tipo B), acciaio inossidabile tornito fine

ITALIANO



## CONTATTI

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com

## SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE

- Compatibile con tutti i pesi della scanalatura/aste di supporto del tipo B

## PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



## ACCESSORI

| Modello     | Descrizione                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 317-280     | Guanti 317-280 (cotone, 1 paio)                                                                        |
| 347-117-100 | Asta di supporto 347-117-100, classe OIML M1, valore nominale 1 kg, acciaio inossidabile tornito fine  |
| 347-137-100 | Asta di supporto 347-137-100, classe OIML M1, valore nominale 5 kg, acciaio inossidabile tornito fine  |
| 347-147-100 | Asta di supporto 347-147-100, classe OIML M1, valore nominale 10 kg, acciaio inossidabile tornito fine |

## SERVIZI

| Modello  | Descrizione                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 920-350  | Marcatura mediante incisione laser (marcatura individuale) KERN 920-350     |
| 920-351  | Marcatura dei pesi di prova (ultime cifre del numero di serie) KERN 920-351 |
| 962-641  | Certificato di calibrazione DAkkS 962-641                                   |
| 962-641R | Ricalibrazione DAkkS 962-641R                                               |

## Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi