

# KERN 347-117

# KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 1 kg, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht (OIML)



## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-641

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

## Messsystem

OIML-konform	✓
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	50 mg
Gewicht OIML-Klasse	M1
Prüfgewicht - Nennwert	1 kg
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	100
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	8000
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	119,0476
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	2,4093

## Bauform

Bauform Gewicht	Schlitzgewicht (Typ B)
Abmessungen (Ø×H)	118×17 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	118×118×17 mm
Nettogewicht	1 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Bruttogewicht ca.	1,00 kg
Versandgewicht	1 kg