

KERN 347-117

KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 1 kg, Peso della scanalatura (Tipo B), acciaio inossidabile tornito fine



Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	118×118×17,1 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,00 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg
Peso di spedizione	1 kg

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	347

Sistema di misura

Peso di calibrazione - volume (cm ³)	119,0476
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	2,4093
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	8000
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	100
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	2600
Peso di calibrazione - valore nominale	1 kg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	M1
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	50 mg

Design

Struttura peso	Peso della scanalatura (Tipo B)
Dimensioni (Ø×A)	118×17,1 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-641
---	---------