

KERN 347-117

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 1 kg, Peso da ranhura (Tipo B), aço inox virado fino



Peso líquido aprox. 1,00 kg

Peso bruto aprox. 1,00 kg

Peso de envio 1 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm ³)	119,0476
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	2,4093
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	8000
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	100
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600
Peso de teste - valor nominal	1 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	50 mg

Desenho

Forma de construção peso	Peso da ranhura (Tipo B)
Dimensões (Ø×A)	118×17,1 mm
Material	aço inox virado fino

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-641
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	118×118×17,1 mm
Método de envio	Serviço de encomendas