

KERN 347-125-N00

KERN

Poids individuel (Newton), 20 N, Poids à fente (Type A), inox finement tourné



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	Poids de Newton
Famille de produits	347-N

Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale (N)	20 N
---	------

Forme de construction

Forme poids	Poids à fente (Type A)
Matériau	inox finement tourné
Dimensions (Ø×H)	80×57 mm

Emballage & expédition

Mode de livraison	Service de colis
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	80×80×57 mm
Poids net env.	2,0 kg
Poids brut env.	2,0 kg
Poids d'expédition	2 kg

Pictogrammes

STANDARD

