

Folleto del producto

08.08.2026

KERN 347-126

Pesas individuales, Clase OIML M1, 2 kg, Peso del gancho, acero inoxidable finamente torneado

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

PICTOGRAMAS

Estándar

Opción



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
317-280	Guantes 317-280 (algodón, 1 par)
347-130-400	Estuche para pesa de plástico 347-130-400 (para valores nominales 5 kg para clases F1 - M3 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-350	Marca por grabado láser (marcado individual) KERN 920-350
920-351	Marca de las pesas de control (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-351
962-642	Certificado de calibración DAkkS 962-642
962-642R	Recalibración DAkkS 962-642R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables