

# KERN 347-126-N00

**KERN**

Einzelgewicht (Newton), 20 N, Hakengewicht, Edelstahl feingedreht



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Newton-Gewicht
Produktfamilie	347-N

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert (N)	20 N
----------------------------	------

## Bauform

Bauform Gewicht	Hakengewicht
Material	Edelstahl feingedreht
Abmessungen (Ø×H)	60×146 mm

## Verpackung & Versand

Versandart	Paketdienst
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	60×60×146 mm
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	2 kg

## Piktogramme

STANDARD

