

# KERN 347-126-N00

**KERN**

Pesas individuales (Newton), 20 N, Peso del gancho, acero inoxidable finamente torneado



## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	Peso Newton
Familia de productos	347-N

## Diseño

Forma constructiva pesa	Peso del gancho
Material	acero inoxidable finamente torneado
Dimensiones (Ø×A)	60×146 mm
Tipo de ajuste	Cámara de ajuste - atornillado

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-642N
----------------------------------------------	----------

## Embalaje y envío

Método de envío	Servicio de paquetes
Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	60×60×146 mm
Peso neto aprox.	2,0 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envío	2 kg

## Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761475021
Número de mercancía	84239090
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida