

Productbrochure

08.08.2026

KERN 347-135

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 5 kg, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Compatibel met alle sleufgewichten/steunstangen van het type A

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
317-280	Handschoenen 317-280 (katoen, 1 paar)
317-290	Handschoenen 317-290 (leder, katoen, 1 paar)
347-075-100	Steunstang 347-075-100, OIML-klasse M1, Nominale waarde 100 g, edelstaal fijn gedraaid
347-095-100	Steunstang 347-095-100, OIML-klasse M1, Nominale waarde 500 g, edelstaal fijn gedraaid
347-115-100	Steunstang 347-115-100, OIML-klasse M1, Nominale waarde 1 kg, edelstaal fijn gedraaid
347-140-400	Plastic gewichtsetui 347-140-400 (voor nominale waarden 10 kg voor klassen F1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
962-643	DAkS Kalibratiecertificaat 962-643
962-643R	DAkS-rekalibratie 962-643R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen