

KERN 347-135

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 5 kg, Peso da ranhura (Tipo A), aço inox virado fino



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	5 kg
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	12,0465
Peso de teste OIML classe	M1
Peso de teste - volume (cm ³)	595,2381
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	250 mg
OIML-conforme	✓
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	8000
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	100

Desenho

Forma de construção peso	Peso da ranhura (Tipo A)
Dimensões (Ø×A)	100×88 mm
Material	aço inox virado fino
Tipo de ajuste	Câmara de ajuste - Selo

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-643
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	100×100×88 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	5,0 kg
Peso de envio	5 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	347-140-400
------------------------------------	-------------

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761256392
Número de mercadoria	84239090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION

