

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 347-135-N00

Peso singolo (Newton), 50 N, Peso della scanalatura (Tipo A), acciaio inossidabile tornito fine

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE

- Compatibile con tutti i pesi della scanalatura/aste di supporto del tipo A

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
317-280	Guanti 317-280 (cotone, 1 paio)
317-290	Guanti 317-290 (pelle, cotone, 1 paio)
347-075-100-N00	Asta di supporto (Newton) 347-075-100-N00, valore nominale 1 N, acciaio inossidabile tornito fine
347-095-100-N00	Asta di supporto (Newton) 347-095-100-N00, valore nominale 5 N, acciaio inossidabile tornito fine
347-115-100-N00	Asta di supporto (Newton) 347-115-100-N00, valore nominale 10 N, acciaio inossidabile tornito fine
347-140-400	Astuccio per peso in plastica 347-140-400 (per valori nominali 10 kg per classi F1 - M3 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-350	Marcatura mediante incisione laser (marcatura individuale) KERN 920-350
920-351	Marcatura dei pesi di prova (ultime cifre del numero di serie) KERN 920-351
962-643N	Certificato di calibrazione DAkkS 962-643N
962-643RN	Ricalibrazione DAkkS 962-643RN

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di sei giorni



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi