

Productbrochure

08.08.2026

KERN 347-135-N00

Afzonderlijk gewicht (Newton), 50 N, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Compatibel met alle sleufgewichten/steunstangen van het type A

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
317-280	Handschoenen 317-280 (katoen, 1 paar)
317-290	Handschoenen 317-290 (leder, katoen, 1 paar)
347-075-100-N00	Steunstang (Newton) 347-075-100-N00, Nominale waarde 1 N, edelstaal fijn gedraaid
347-095-100-N00	Steunstang (Newton) 347-095-100-N00, Nominale waarde 5 N, edelstaal fijn gedraaid
347-115-100-N00	Steunstang (Newton) 347-115-100-N00, Nominale waarde 10 N, edelstaal fijn gedraaid
347-140-400	Plastic gewichtsetui 347-140-400 (voor nominale waarden 10 kg voor klassen F1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
962-643N	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-643N
962-643RN	DAkKS-rekalibratie 962-643RN

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt zes dagen



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen