

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 347-136

Peso individual, Classe OIML M1, 5 kg, Peso do gancho, aço inox virado fino

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
317-280	Luvas 317-280 (algodão, 1 par)
317-290	Luvas 317-290 (couro, algodão, 1 par)
347-140-400	Caixa plástica de peso 347-140-400 (para valores nominais 10 kg para classes F1 - M3 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-350	Marcação por gravura a laser (marcação individual) KERN 920-350
920-351	Marcação dos pesos de ensaio (último dígito do número de série) KERN 920-351
962-643	Certificado de calibração DAkkS 962-643
962-643R	Recalibração DAkkS 962-643R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis