

# KERN 347-136

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 5 kg, Haakgewicht, roestvrij staal fijn gedraaid



## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	80×80×130 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Brutogewicht ca.	5,0 kg
Verzendgewicht	5 kg

## Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-140-400
------------------------------	-------------

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	347

## Meetsysteem

Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	595,2381
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	12,0465
Testgewicht - dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	8000
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	100
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2600
Testgewicht - nominale waarde	5 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	250 mg

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Haakgewicht
Afmetingen (Ø×H)	80×130 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-643
-------------------------------------	---------