

KERN 347-136

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 5 kg, Peso do gancho, aço inox virado fino



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	5 kg
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	12,0465
Peso de teste OIML classe	M1
Peso de teste - volume (cm ³)	595,2381
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	250 mg
OIML-conforme	✓
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	8000
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	100

Desenho

Forma de construção peso	Peso do gancho
Dimensões (Ø×A)	80×130 mm
Material	aço inox virado fino
Tipo de ajuste	Câmara de ajuste - aparafusado

Serviços

Número do artigo para calibração DAkks	962-643
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	80×80×130 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	5,0 kg
Peso de envio	5 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	347-140-400
------------------------------------	-------------

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761255418
Número de mercadoria	84239090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION

