

KERN 347-136

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 5 kg, Peso do gancho, aço inox virado fino



Dimensões da embalagem (L×P×A) 80×80×130 mm

Método de envio Serviço de encomendas

Peso líquido aprox. 5,0 kg

Peso bruto aprox. 5,0 kg

Peso de envio 5 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo 347-140-400

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm ³)	595,238 1
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	12,0465
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	8000
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	100
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600
Peso de teste - valor nominal	5 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	250 mg

Desenho

Forma de construção peso	Peso do gancho
Dimensões (Ø×A)	80×130 mm
Material	aço inox virado fino

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-643
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
------------------------	-----