

KERN 347-136-N00

KERN

Einzelgewicht (Newton), 50 N, Hakengewicht, Edelstahl feingedreht



Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Newton-Gewicht
Produktfamilie	347-N

Bauform

Bauform Gewicht	Hakengewicht
Material	Edelstahl feingedreht
Abmessungen (Ø×H)	80×130 mm
Art der Justierung	Justierkammer - verschraubt

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung	962-643N
--------------------------------------	----------

Verpackung & Versand

Versandart	Paketdienst
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×80×130 mm
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Bruttogewicht ca.	5,0 kg
Versandgewicht	5 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761475038
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239090
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration