

# KERN 347-136-N00

**KERN**

Peso singolo (Newton), 50 N, Peso del gancio, acciaio inossidabile tornito fine



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	Peso Newton
Famiglia di prodotti	347-N

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale (N)	50 N
--	------

## Design

Struttura peso	Peso del gancio
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine
Dimensioni (Ø×A)	80×130 mm

## Imballaggio e spedizione

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	80×80×130 mm
Peso netto ca.	5,0 kg
Peso lordo ca.	5,0 kg
Peso di spedizione	5 kg

## Pittogrammi

STANDARD

