

Folleto del producto

08.08.2026

KERN 347-137-100

Barra de soporte, Clase OIML M1, 5 kg, acero inoxidable finamente torneado

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARACTERÍSTICAS

- para insertar en las pesas de ranura
- El giro inferior preciso en el extremo inferior de la barra de soporte asegura que los pesos de ranura estén apoyados de forma segura. Esta construcción evita que los pesos deslicen y garantiza la estabilidad incluso con una posición inclinada ligera
- Peso propio de la barra de soporte 5 kg

TENGA EN CUENTA PARA SU PEDIDO

- Compatible con todas las pesas de ranura/barras de soporte de tipo B

PICTOGRAMAS

Estándar

Opción



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
317-280	Guantes 317-280 (algodón, 1 par)
317-290	Guantes 317-290 (cuero, algodón, 1 par)
347-037	Peso de prueba 347-037 (Clase OIML M1, Valore nominale 5 g, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado)
347-047	Peso de prueba 347-047 (Clase OIML M1, Valore nominale 10 g, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado)
347-057	Peso de prueba 347-057 (Clase OIML M1, Valore nominale 20 g, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado)
347-067	Peso de prueba 347-067 (Clase OIML M1, Valore nominale 50 g, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado)
347-077	Peso de prueba 347-077 (Clase OIML M1, Valore nominale 100 g, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado)
347-087	Peso de prueba 347-087 (Clase OIML M1, Valore nominale 200 g, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado)
347-097	Peso de prueba 347-097 (Clase OIML M1, Valore nominale 500 g, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado)
347-117	Peso de prueba 347-117 (Clase OIML M1, Valore nominale 1 kg, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado)

Modelo	Descripción
347-127	Peso de prueba 347-127 (Clase OIML M1, Valore nominale 2 kg, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado)
347-137	Peso de prueba 347-137 (Clase OIML M1, Valore nominale 5 kg, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado)
347-147	Peso de prueba 347-147 (Clase OIML M1, Valore nominale 10 kg, El peso de la ranura (Tipo B), acero inoxidable finamente torneado)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-350	Marca por grabado láser (marcado individual) KERN 920-350
920-351	Marca de las pesas de control (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-351
962-643	Certificado de calibración DAkkS 962-643
962-643R	Recalibración DAkkS 962-643R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables