

Brochure produit

08.08.2026

KERN 347-137-100

Tige de support, Classe OIML M1, 5 kg, inox finement tourné

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARACTÉRISTIQUES

- pour y accrocher les poids à fente
- Une sous-rotation précise à l'extrémité inférieure de la barre de support garantit que les poids à fente ne bougent pas. Cette construction empêche les poids de glisser et garantit la stabilité même en cas de légère inclinaison
- Poids propre de la tige de support 5 kg

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Compatible avec toutes les poids à fente/tige de support de type B

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
317-280	Gants 317-280 (coton, 1 paire)
317-290	Gants 317-290 (cuir, coton, 1 paire)
347-037	Poids spécifique 347-037 (Classe OIML M1, Valeur nominale 5 g, Poids à fente (Type B), inox finement tourné)
347-047	Poids spécifique 347-047 (Classe OIML M1, Valeur nominale 10 g, Poids à fente (Type B), inox finement tourné)
347-057	Poids spécifique 347-057 (Classe OIML M1, Valeur nominale 20 g, Poids à fente (Type B), inox finement tourné)
347-067	Poids spécifique 347-067 (Classe OIML M1, Valeur nominale 50 g, Poids à fente (Type B), inox finement tourné)
347-077	Poids spécifique 347-077 (Classe OIML M1, Valeur nominale 100 g, Poids à fente (Type B), inox finement tourné)
347-087	Poids spécifique 347-087 (Classe OIML M1, Valeur nominale 200 g, Poids à fente (Type B), inox finement tourné)
347-097	Poids spécifique 347-097 (Classe OIML M1, Valeur nominale 500 g, Poids à fente (Type B), inox finement tourné)
347-117	Poids spécifique 347-117 (Classe OIML M1, Valeur nominale 1 kg, Poids à fente (Type B), inox finement tourné)

Modèle	Description
347-127	Poids spécifique 347-127 (Classe OIML M1, Valeur nominale 2 kg, Poids à fente (Type B), inox finement tourné)
347-137	Poids spécifique 347-137 (Classe OIML M1, Valeur nominale 5 kg, Poids à fente (Type B), inox finement tourné)
347-147	Poids spécifique 347-147 (Classe OIML M1, Valeur nominale 10 kg, Poids à fente (Type B), inox finement tourné)

SERVICES

Modèle	Description
920-350	Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350
920-351	Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351
962-643	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-643
962-643R	Réétalonnage DAkkS 962-643R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables